

""!##" ; 7351U ' 4DD*9<45C35H 1>274D: G/O. %315HU

*: 5<FH< #: [4H-904 41 TJNRJ OT A1ASd[R OUR JRPNI AS JHPa Tc FOL OJA1PcI PHT1'0JA1PCH00RN URbA0H0HP O 'HJIP (FOL) H1
OUR /STTN P-JRR1H1Q Tc /STTN N

为了进一步对该（份献血者标本 FOPEQ 阳性进行确认，本研究用万泰公司的电化学发光法对（份标本的 FOPEQ 进行检测